

겍 패 □ P ∩ 1 취급 설명서 형번: HCM-P01G1-K HCM-P01G2-K

HCM-P01G3-K

겤 패드는 HCM-P01 시리즈용인니다

이 상품은 HCM-P01 시리즈 본체와 함께 사용하는 것입니다.

사용하기 전에 반드시 HCM-P01 시리즈 본체의 취급 설명서를 잘 읽은 후 올바르게 사요하신지요

안전상의 주의(반드시 준수하십시오)

사용자 및 다른 사람에게 미칠 수 있는 위해 · 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 반드시 지켜야 하는 사항을 다음과 같이 설명하고 있습니다.

■표시 내용을 무시하고 잘못 사용한 경우에 발생하는 위해 및 손해의 정도를 다음과 같은 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

'사망 또는 중상 등을 입을 경고 가능성이 예상되는 내용입니다.

손해를 입을 가능성 또는 물적 주의 손해만 발생할 가능성이 예상되는' 내용입니다.

해서는 안 되는 '금지' 내용입니다.

반드시 실행해야 하는 '강제

⚠경고

다른 용도로 사용하지 마십시오.

사고 및 문제 발생, 고장의 원인이 됩니다

겔 패드에 시계 및 목걸이 등의 금속이 닿은 상태에서 사용하지 마십시오. 사고 및 부상의 원인이 됩니다.

겔 패드의 표면이 뜯어져 있거나 손상되어 있는 상태에서 사용하지 마십시오. 사고 및 문제 발생, 고장의 원인이 됩니다.

본체와 겔 패드를 연결ㆍ분리할 때, 겔 패드를 부착ㆍ교체ㆍ떼어 낼 때는 반드시 전원을 끈 후에 실시하십시오.

감전 및 고장의 원인이 됩니다

분해 및 수리, 개조하지 마십시오. 1 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

본 제품은 1인용입니다. 여러 사람이 동시에 사용하지 마십시오. 사고 · 고장의 원인이 됩니다.

겔 패드 교환 방법

- (1) 본체의 전원이 꺼져(LED 램프가 꺼져) 있는 것을 확인합니다.
- ② 본체를 겔 패드에서 분리합니다.

[2 Point Pad의 경우]



③ 겔 패드를 봉투에서 꺼냅니다. (겔 패드에 붙어 있는 보호 필름은 아직 벗기지 마십시오.)



4 본체와 겔 패드의 연결 단자를 "딸깍"하는 소리가 날 때까지 연결합니다.



※1 Point Pad 및 Wide Pad도 같은 방법으로 교환하십시오.

⚠ 주의

- 아래의 장소에서는 사용하거나 보관하지 마십시오.
 - · 직사광선이 닿는 곳 · 난방 기구 주변 등 온도가 높은 곳 · 욕실 등의 습기가 많은 곳 · 물기 주변 · 먼지가 많은 곳 · 진동이 많은 곳 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 장시간 겔 패드를 피부에 붙인 상태로 두지 마십시오.
 - 피부 염증 등의 원인이 됩니다
- 겔 패드가 물에 젖은 상태에서 사용하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 겔 패드를 2장 겹친 상태에서 사용하지 마십시오. 감전 · 사고의 원인이 됩니다
- 기기에 하중이 걸리는 자세 및 무리한 자세로 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 본체와 겔 패드는 올바르게 확실히 연결되어 있는지 것을 확인한 후 사용하십시오.
- 본 제품을 사용하여 강한 자극 및 피부에 습진, 발적, 가려움 등의 이상을 느꼈을 때는
 - 즉시 사용을 중지하고 의사와 상담하십시오. 사고 및 몸 상태 불량의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 겔 패드를 만지지 마십시오. 감전 및 고장 · 사고의 원인이 됩니다.
- 유아의 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오. 만일 본체를 유아가 삼켰을 때는 즉시 의사와 상담하십시오. 사고의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 폐기할 때는 거주하는 행정 기관의 지도에 따르십시오. 폐기할 때는 분해하지 마십시오.

패키지 내용 확인



겤 패드



보관용 시트

첨부 문서: 취급 설명서(본서)

HCM-P01G2-K

2 Point Pad



첨부 문서: 취급 설명서(본서)

HCM-P01G3-K Wide Pad



보관용 시트 (Wide Pad 전용)

첨부 문서: 취급 설명서(본서)

취급 및 세척 방법

■겔 패드 취급에 대해

- 겔 패드의 부착면을 만지지 마십시오.
- 겔 패드는 구부리지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 보관용 시트 양면에 붙여 보관하십시오.
- 겔 패드가 젖은 상태에서 사용하지 마십시오. 충분히 물기를 제거하고 부착면을 자연 건조시킨 후 사용하십시오.
- 직사광선이 닿는 곳, 습기가 적은 곳에 보관하십시오.

■겔 패드 세척

본체에서 겔 패드를 분리한 상태에서 세척하십시오.

아래의 경우에 겔 패드를 세척하십시오.

- 겔 패드의 접착력이 약해졌을 때
- 사용 시의 자극이 약해졌을 때
- 사용 시에 따끔거리는 자극을 느낄 때
- 겔 패드가 더러워졌을 때
- 겔 패드가 보관용 시트에 붙지 않을 때

세척해도 자극이 약해졌거나 따끔거리는 느낌이 있을 경우에는 겔 패드를 교환하십시오.

(1) 소량의 물을 뿌리면서 손가락 끝으로 가볍게 몇 초간 세척합니다. ※물을 많이 뿌리지 마십시오. 접착력의 저하 및 접착면 손상의 원인이



② 손잡이를 잡고 충분히 물기를 제거한 후 자연 건조시킵니다. ※충분히 건조시키지 않은 경우, 접착력이 약해집니다. ※티슈 및 천 등으로 접착면을 닦지 마십시오. ※직사광선은 피하십시오.



■1 Point Pad - HCM-P01G1-K - 의 경우

어깨 - 승모근 -피로를 느끼는 부위에





팔 위쪽 - 상완근군 -

팔 위쪽의 피로를 느끼는

등ㆍ허리 - 척추 기립근 -등뼈 근육의 바깥쪽에서 피로를 느끼는 부위에 붙인다



허벅지 위 앞쪽의 가장 높은 부위에 붙인다



팔 아래쪽 - 전완 굴근군 -

엉덩이 - 대둔근 -엉덩이의 가장 높은 부위에 붙인다



허벅지 - 햄스트링근 -피로 및 통증이 있는



- 하퇴 삼두근 -피로를 느끼는 부위에 붙인다



- 발바닥 중심 -엄지 발가락 관절 뼈와 뒤꿈치의 뼈를 피해 발바닥

발바닥







■2 Point Pad - HCM-P01G2-K - 의 경우

어깨 - 승모근 -피로를 느끼는 부위에 붙인다



등·허리-척추기립근-등뼈 근육의 바깥쪽에서 피로를 느끼는 부위에 붙인다



팔 위쪽 - 상완근군 -

팔 위쪽의 피로를 느끼는


허리 - 대요근 -허벅지 위 앞쪽의 가장 높은 부위에 붙인다



팔 아래쪽 - 전완 굴근군 -

팔 아래쪽의 피로를

엉덩이 - 대둔근 -엉덩이의 가장 높은 부위에 붙인다



허벅지 위 앞쪽

허벅지 - 햄스트링근 -

피로 및 통증이 있는 부위에 붙인다




종아리 - 하퇴 삼두근 -피로가 있는 부위에 붙인다

겔 패드 부착 예

■Wide Pad - HCM-P01G3-K - 의 경우

어깨 - 승모근 -피로를 느끼는 부위에 붙인다




엉덩이 - 대둔근 -

엉덩이의 가장 높은 부위에 붙인다




허벅지 - 햄스트링근 -

피로 및 통증이 있는 부위에 붙인다



등·허리-척추기립근-

등뼈 근육의 바깥쪽에서 피로를 느끼는 부위에 붙인다



허리 - 대요근 -

허벅지 위 앞쪽의 가장 높은 부위에 붙인다



종아리 - 하퇴 삼두근 -

피로를 느끼는 부위에 붙인다



사양

1 Point Pad 약 Φ 50 x D 5mm 치수 2 Point Pad 약 W110 x H50 x D 5mm Wide Pad 약 W160 x H105 x D 5mm 1 Point Pad 약 3g(2 매입) 2 Point Pad 약 6g(2 매입) 질량 약 18g(1 매입) Wide Pad

※ 1 매당 질량



적합성평가 (저주파 마사지기) 인증번호: MSIP-REI-ECK-HCM-RP01

제작자 및 설치자는 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

ELECOM Korea Co., Ltd.

5F Suam Bldg. 1358-17, Seocho2-dong, Seocho-gu, Seoul 137-862, Korea TEL: 1588 - 9514 www.elecom.co.kr

Eclear refree Gel pad

Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations 1st edition, October 12, 2017

ELECOM ©2017 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.