


사용 방법

1 전원을 켠다

피부에 붙인 상태에서 전원 버튼을 약 1초간 길게 누르면 "삐~" 소리가 나면서 전원이 켜지고 트레이닝이 시작됩니다.
LED 램프가 점등됩니다.



2 모드를 전환한다

동작 중에 전원 버튼을 누르면 모드를 전환할 수 있습니다.
※전원을 켰을 때는 항상 A 모드에서 시작합니다.

- 전원을 누를 때마다 "삐~" 소리가 나면서 모드가 전환됩니다.
- A 모드로 되돌아가면 "삐~" 소리가 납니다.

3 강도를 조정한다

15단계의 레벨 중에서 원하는 강도를 선택합니다.
※처음에 전원을 켰을 때 또는 모드를 변경했을 때의 강도는 레벨 "1"입니다.

- 凸 강 버튼을 누르면 "삐~" 소리가 나면서 강도가 1단계 오릅니다.
- 凹 약 버튼을 누르면 "삐~" 소리가 나면서 강도가 1단계 내려갑니다.
- 레벨 "15"에서 凸 강 버튼, 레벨 "1"에서 凹 약 버튼을 누른 경우에는 "삐삐~" 소리가 나고 레벨은 변경되지 않습니다.

14

보관 방법

본 제품은 다음의 조건을 만족한 환경에서 보관하십시오.

보관 온도: -10°C ~ 60°C

보관 습도: 20 ~ 85%RH

■세척 및 보관 시의 주의 사항

- 세척할 때 벤젠, 시너 등을 사용하지 마십시오.
- 아래의 장소에는 보관하지 마십시오.
 - 직사광선이 닿는 곳
 - 고온, 다습, 물기 주변, 먼지가 많은 곳
 - 진동이 많은 곳
 - 화학 약품 보관 장소 및 부식성 가스가 발생하는 곳
- 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때는 완전히 충전한 상태에서 가능한 한 상온(10 ~ 30°C)에서 보관하십시오.
- 3개월에 1번은 충전하십시오. 완전히 방전되면 충전할 수 없게 되는 경우가 있습니다.



오래 사용하기 위해 애플리어 린을 접침하십시오!

●충전 중, 동작 중에 이상한 소리·진동이 있다
●제품이 매우 드겁다
●제품이 변형되어 있거나 탄 냄새가 난다

사고 방지 위험을 제거하는 전원을 고거나 전용 USB 케이블을 뽑고, 반드시 판매점에 접침을 의뢰하십시오.

주의하고, 단자부에 테이프를 붙여 절연하십시오.

21


4 부저음을 전환한다

부저음의 ON/OFF를 전환할 수 있습니다.

- 凸 강 버튼과 전원 버튼을 동시에 약 1초간 길게 누르면 "삐삐~" 소리가 나고, 이후의 조작음을 끌 수 있습니다.
- 凸 강 버튼과 전원 버튼을 동시에 약 1초간 길게 누르면 "삐~" 소리가 나고, 이후의 조작음이 납니다.

※안전을 위해 일부 동작은 음소거 모드에서도 소리가 나도록 설정되어 있습니다만, 고장이 아닙니다.

※의도하지 않은 조작으로 소리가 나지 않게 된 경우에는 凸 강 버튼과 전원 버튼을 동시에 누르십시오.



5 전원을 끈다

트레이닝 시작 후 약 15분이 경과하면 "삐~" 소리가 나면서 자동으로 전원이 꺼집니다.
※트레이닝 중에 전원을 끄려면 전원 버튼, 凸 강 버튼, 凹 약 버튼 중 하나의 버튼을 약 2초 동안 길게 누릅니다.
※겔 패드가 피부에서 떨어지거나 겔 패드에서 본체를 분리한 경우에도 전원이 꺼집니다.

15

겔 패드 부착 예

본 제품은 4가지 모드가 있습니다. 부위별 및 지방의 두께에 따라 트레이닝에 적합한 모드와 부착 방법이 있습니다.

앞



■피하 지방의 두께 기준

팔	복부	엉덩이
팔꿈치를 90 도로 구부린 상태에서 가볍게 잡은 두께의 절반	복부에 힘을 준 상태에서 가볍게 잡은 두께의 절반	엉덩이에 힘을 준 상태에서 가볍게 잡은 두께의 절반



■모드

체형 기준

모드

모드